



## URGO FILMOGEL ZA AFTE

### Navodilo za uporabo

#### URGO

##### Afte

Manjše ustne rane

Tekoči gel, pripravljen za takojšnjo uporabo, za oskrbo aft (1 do 2 afti, premera manj kot 1 cm) in manjših ran na ustni sluznici.

##### Kaj je afta?

Je površinska poškodba ustne sluznice, ki se odraža z bolečo razjedo bele barve z ostrimi robovi in je obkrožena s svetlo rdeče obarvano sluznico. Vzroki za nastanek aft so slabo poznani, čeprav nekateri dejavniki lahko pospešijo njihovo pojavnost: dednost, nekatera hrana, fizikalna poškodba (grizenje ustne sluznice, zobne proteze), nekatera zdravila, stres ali hormoni.

##### Kako Urgo filmogel za afte deluje?

Ob nanosu filmogela se ustvari vidna, tanka in prožna zaščitna plast, ki:

- **IZOLIRA** afto pred hrano in slino do 4 ure
- hitro **OLAJŠA** bolečino in **TRAJNO POSPEŠUJE CELJENJE**

### Navodila za uporabo:

- Obrišite eno stran lopatice ob rob stekleničke.
- Z drugo stranjo lopatice potegnite čez prizadeto mesto, da razmažete filmogel čez celotno površino aft ali manjše rane.
- Počakajte 10 sekund, da se posuši, nato zaprite usta; nastala bo vidna filmska plast.
- Če imate občutek, da afta ali ustna rana nista povsem pokriti, postopek ponovite.
- Urgo filmogel za afte nanesite na prizadeto mesto po potrebi do 4-krat na dan, najbolje pred obrokom, dokler se poškodba popolnoma ne zaceli (3 do 5 dni).
- Dokler je filmska obloga vidna, novo nanašanje ni potrebno.
- Zaradi vsebnosti alkohola v filmogelu se plastična lopatica ob vsakem stiku s stekleničko razkuži in jo zato po uporabi ni treba očistiti.

### Sestavine:

Derivat celuloze, mineralna kislina, karboksilne kisline, alkohol, voda, aroma, sukraloza.

### Kontraindikacije:

Ne uporabljajte pri večjih aftah (premera več kot 1 cm) ali herpetiformisu (številčne drobne ustne razjede), ki jih mora

pregledati zdravnik. Ne nanašajte na okužene rane, opekline ali globoke rane (krvaveče razjede). Izdelka ne uporabljajte, če ste alergični na derivate salicilne kisline. Študije pri nosečnicah in doječih materah niso bile narejene, zato uporaba izdelka pri teh dveh skupinah ni priporočljiva.

### **Opozorila**

Po vsaki uporabi stekleničko dobro zaprite. Priporočljivo je, da filmogel porabite v šestih mesecih po prvem odprtju stekleničke.

Izdelek nanašajte samo na sluznico ustne votline.

Uporaba izdelka lahko povzroči prehodni neprijeten občutek v ustni votlini ali rahlo ščemenje.

Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 let.

Filmska plast se odlušči sama.

Ne poskušajte je odluščiti na silo.

Če po petdnevni uporabi izdelka ne opazite izboljšanja, se posvetujte z zdravnikom.

Shranjujte nedosegljivo otrokom!

Izdelka ne zaužijte.

Med uporabo izdelka, oziroma dokler se povsem ne posuši, ne smete kaditi.

Prav tako ne smete kaditi v bližini odprte stekleničke.

Če boste v dvomih, se posvetujte s farmacevtom.

Pri ustnih ranah, nastalih zaradi nošenja zobnega aparata, je uporaba izdelka mogoča, če ga z zobnim aparatom ne prekrijete.

### **Shranjevanje:**

Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenem na embalaži. Shranjujte ločeno od odprtega plamena ali virov vžiga.

Shranjujte pri temperaturi do 30°C.

Datum pridobitve CE oznake: 2011

Datum zadnje revizije navodila: maj 2015

Proizvajalec:

Laboratoires Urgo, 42 rue de Longvic,  
21300 Chenôve, Francija

Distributer:

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana

200054502